



COOPERATIVA
DE CIENTÍFICOS



BtHLINE y BtHCROSS

son hidrogeles inyectables
basados en ácido hialurónico.

Este producto sanitario
está regulado conforme a
la legislación aplicable y
cuenta con marcado CE.

BtH ÁCIDO HIALURÓNICO
RELLENOS INTRADÉRMICOS
Información técnica

BtHCROSS ÁCIDO HIALURÓNICO RELLENOS INTRADÉRMICOS

- **MONOFÁSICO**
Proceso de reticulación altamente homogéneo.
- **LENTA DEGRADACIÓN**
La degradación del ácido hialurónico ocurre de manera gradual.
- **ELASTICIDAD Y RESISTENCIA**
Recupera la forma tras ser estirado o comprimido.
- **VISCOELÁSTICO**
Presenta una alta viscosidad y un módulo elástico elevado en G' y G'' .
- **ALTA BIOCOMPATIBILIDAD**
Alta compatibilidad con sistemas biológicos.
- **BUEN PERFIL DE SEGURIDAD**
Muy bajo nivel de endotoxinas ($\leq 0,20$ EU/mL) y residuos de BDDE por debajo del límite detectable.
- **SARE TECHNOLOGY®**
Tecnología propia para una mayor eficacia, proyección y durabilidad de la reticulación.
- **FABRICACIÓN NACIONAL**
Fabricamos todos nuestros productos en nuestras instalaciones en Vitoria-Gasteiz





BtHLINE 1.4%

BtHCROSS 1.5%

BtHCROSS 1.75%

BtHCROSS 2.0%

COMPOSICIÓN	14mg de AH	15mg de AH	17.5mg de AH	20mg de AH
PRESENTACIÓN	1X1mL	1X1mL	1X1mL	1X1mL
AGUJAS	2x30G	2x27G	2x27G	2x27G
G´(ELASTICIDAD)		57.73	87.15	91.25
G´´(VISCOSIDAD)		14.08	23.26	35.52
TECNOLOGÍA		SARE TECHNOLOGY®	SARE TECHNOLOGY®	SARE TECHNOLOGY®
INDICACIONES	Restaura la luminosidad y el tono uniforme de la piel, mejora la hidratación y la revitaliza aumentando la firmeza y la elasticidad en rostro, cuello y escote.	Labios, para aportar volumen. Áreas periorculares y/o periorales, para el tratamiento de arrugas finas.	Relleno de arrugas medias a profundas: pliegues nasolabiales, líneas de marioneta, líneas de expresión del entrecejo, etc.	Restaura el volumen facial y redefine contornos como pómulos, mentón y línea mandibular con resultados naturales, duraderos y seguros.
ENDOTOXINAS	≤0.20EU/mL	≤0.20EU/mL	≤0.20EU/mL	≤0.20EU/mL
BDDE		< 2 ppm	< 2 ppm	< 2 ppm

BtHLINE 1.4%

Relleno intradérmico de AH lineal para la revitalización de la piel y una hidratación profunda, mejorando la luminosidad, la firmeza y suavizando las líneas finas.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Revitaliza la piel y mejora su firmeza.

Mejora la hidratación de la piel.

Restaura la luminosidad y la uniformidad de la piel.

Reduce las líneas finas.

Mejora la viscoelasticidad.

Resultados visibles en **rostro, cuello y escote**, con una duración de **hasta 6 meses**.

CONCENTRACIÓN

14mg/mL

CONTENIDO


1X1 mL

ZONA DE APLICACIÓN

Cara, cuello, escote.

ÍNDICE DE VISCOSIDAD

14.000-20.000cP



TERCIO INFERIOR


Antes de la aplicación



15 días después de la aplicación



Estudio clínico BtHLINE



BtHCROSS 1.5%

Relleno intradérmico de AH reticulado (1,5%), indicado para la corrección de arrugas superficiales como las líneas periorales y periorculares, así como para el realce y el perfilado de labios.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Corrige arrugas superficiales como las líneas periorales y periorculares.

Realza y perfila los labios.

Resultados visibles y seguros hasta 9 meses gracias a su resistencia enzimática y a la **SARE TECHNOLOGY®**.

CONCENTRACIÓN

15mg/mL

CONTENIDO

1X1 mL

TECNOLOGÍA

SARE TECHNOLOGY®

ZONA DE APLICACIÓN

Patas de gallo, labios, código de barras, líneas periorales y perioculares.

ELASTICIDAD

G' 53,73

VISCOSIDAD

G'' 14,08




LABIOS

Antes de la aplicación



Después de la aplicación



Tratamiento de Dra. Matuca Cervoño



BtHCROSS 1.75%

Relleno intradérmico de AH reticulado (1,75%), diseñado para corregir arrugas y pliegues moderados a profundos, mejorando la elasticidad y la armonía facial en zonas dinámicas como los pliegues nasolabiales.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Corrige arrugas y pliegues faciales moderados a profundos, como los pliegues nasolabiales, las líneas de marioneta y las líneas del entrecejo.

Resultados visibles y seguros hasta 9 meses gracias a su resistencia enzimática y a la **SARE TECHNOLOGY®**.

CONCENTRACIÓN

17.5mg/mL

CONTENIDO

1X1 mL

TECNOLOGÍA

SARE TECHNOLOGY®

ZONA DE APLICACIÓN

Surcos nasolabiales, líneas de marioneta y líneas glaberales.

ELASTICIDAD

$G' 87,15$

VISCOSIDAD

$G'' 23,26$



SURCOS NASOGENIANOS

Antes de la aplicación



Después de la aplicación



Tratamiento de Dr. José Luis Latorre



BtHCROSS 2.0%

Relleno intradérmico de AH reticulado (2.0%), diseñado para restaurar los volúmenes faciales y redefinir los contornos (pómulos, mejillas, mentón, línea mandibular) para obtener resultados naturales.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Restaura con precisión los volúmenes faciales perdidos.

Redefine los contornos: pómulos, mejillas, mentón y línea mandibular.

Corrige arrugas y pliegues.

Se adapta a las zonas dinámicas, garantizando un movimiento natural y soporte estructural.

Resultados visibles y seguros hasta 9 meses gracias a su resistencia enzimática y a la **SARE TECHNOLOGY®**.

CONCENTRACIÓN

20mg/mL

CONTENIDO

1X1 mL

TECNOLOGÍA

SARE TECHNOLOGY®

ZONA DE APLICACIÓN

Pómulos, mejillas, mentón, línea mandibular.

ELASTICIDAD

G' 91,25

VISCOSIDAD

G'' 35,52



PERFILADO MANDIBULAR Y MEJILLAS

Antes de la aplicación



Después de la aplicación



Tratamiento de Dra. Matuca Cerviño



BEAUTY EXCELLENCE

IMASMED.COM

i+Med, S. Coop.

Parque Tecnológico de Álava
C/Hermanos Elhuyar, 6,
01510 Vitoria-Gasteiz, Álava (SPAIN)

CONTÁCTANOS

✉ business@imasmed.com

📷 @bthfillers

